


# CARDIOVIT CS-104

Das integrierte System für Belastungstests




**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT CS-104

Alles was Sie brauchen in  
einem System:

- drahtlose EKG-Aufzeichnung
- optionale Ultraschall-  
Spirometrie mit SpiroScout  
SP plus
- integrierte Workstation für  
die Überprüfung der Daten



## ALLE FUNKTIONEN IN EINEM EINZIGEN SYSTEM

- Ruhe-EKG mit dem EKG-Analyse-  
programm ETM sowie ETM Sport für  
die automatische Interpretation bei  
Sportlern
- Ruhe-Rhythmus-Aufzeichnung von  
bis zu 60 Minuten mit optionaler  
Arrhythmie-Erkennung
- ECG Framer: 10-sekündiges Ruhe-  
EKG anhand des Ruhe-Rhythmus
- Belastungstest mit optionaler  
Arrhythmie-Erkennung
- pharmakologischer Belastungstest
- Vektor-EKG (optional)
- Spirometrie, basierend auf der  
Ultraschalltechnologie von  
SpiroScout SP plus (optional)



## WORKSTATION ZUR DATENÜBERPRÜFUNG

CARDIOVIT CS-104 bietet umfassende  
Überprüfungs- und Bearbeitungs-  
funktionen sowie die Möglichkeit zum  
Erstellen des Schlussberichts. Beides  
kann eingesehen und überprüft werden.  
Sie können ausserdem Daten lokal  
generieren und Aufzeichnungen von  
anderen Ruhe-EKG-Geräten von  
SCHILLER und von Systemen für  
Belastungstests abrufen, die mit dem  
SCHILLER Server verbunden sind. Für  
die bidirektionale Vernetzung (ein-  
schliesslich Arbeitsliste und Patienten-  
datenabfrage) mit EPA-, KIS- und  
PACS-Systeme wurde ebenfalls gesorgt.

Ultraschallspirometer  
SpiroScout SP plus

## DRAHTLOSES EKG

Das drahtlose Modul MS-12 blue ist  
optional erhältlich und vereinfacht die  
EKG-Aufzeichnung, da der Benutzer sich  
frei bewegen kann und Bewegungsarte-  
fakte minimiert werden. Der Patient  
kann sich im Liegen und selbst beim  
Laufen auf dem Laufband frei bewegen,  
ohne dass dieses kleine leichte Gerät  
(115 g) im Weg ist.

## SCHWEIZER QUALITÄT - EINSATZBEREIT

Das System besteht aus einem PC,  
einem Bildschirm, einem Gerätewagen  
und einem drahtlosen (MS-12 blue) oder  
drahtgebundenen (MS-12 USB) Auf-  
zeichnungsmodul. Optional kann  
CARDIOVIT FT-1 für die EKG-Aufzeich-  
nung verwendet werden. Alles ist von  
SCHILLER vorinstalliert und getestet  
und bereit für den klinischen Einsatz.

CARDIOVIT CS-104 ist auch als PC-  
Software für Ruhe-EKGs mit optionalen  
Add-ons für Belastungstests und Spiro-  
metrie erhältlich.

Intuitive und anpassbare  
Benutzeroberfläche:

- ❖ verschiedene EKG-Ansichten wählbar
- ❖ Trendgrafiken zum Ein- und Ausschalten
- ❖ Funktionstasten wählbar



Arbeitshöhe auf 88 bis  
122 cm einstellbar  
(mit Federmechanismus)



Klein und leistungsfähig:  
das drahtlose EKG-  
Aufzeichnungsmodul mit  
Anzeige der Signalqualität  
und des Assistenten zum  
Anschliessen der  
Elektroden



Transparenter  
Transportbehälter für  
medizinisches Zubehör

Leichtgängige Rollen  
für reibungsloses  
Manövrieren





**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramericas.com  
www.schilleramericas.com



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99 0  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology  
Co., Ltd.  
100102 Beijing, China  
Phone +86 10 84565453  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
info@schiller.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
info@schiller.fr  
www.schiller.fr



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai – 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
119049 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER Schweiz AG  
CH-8912 Obfelden  
Phone +41 44 744 30 00  
sales@schiller-schweiz.ch  
www.schiller-schweiz.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKIYE  
Okmeydani-Sisli – Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK Ltd.  
Anstruther, Fife KY10 3H  
Phone +44 1333 312150  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder weitergehende Verpflichtungen Änderungen beim angezeigten Design, den Spezifikationen und Funktionen vorzunehmen oder das beschriebene Produkt abzukündigen. Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Gewisse Produkte sind nicht für den Verkauf in allen Märkten zugelassen. Kontaktieren Sie Ihren SCHILLER-Vertreter für aktuellste Informationen zur Verfügbarkeit.

