

SCOUTTUBE

HYGIENISCHES MUNDSTÜCK FÜR DEN EINMALGEBRAUCH

Mit ScoutTubes lassen sich mit den Geräten **SpiroScout SP plus** und **GANSHORN SpiroScout** stets sichere, präzise und patientenfreundliche Spirometrietests durchführen.

Die wichtigsten Vorteile der ScoutTubes:

- ❖ stets präzise
- ❖ widerstandsfrei
- ❖ kalibrationsfrei
- ❖ Einwegartikel, daher keine Reinigung nötig
- ❖ wartungsfrei
- ❖ keine Fehler durch Fehlkalibration möglich
- ❖ leckfreier Abschluss

- ❖ passend für alle Patienten
- ❖ für jedes Alter und jedes Fitnessniveau geeignet
- ❖ kann mit einem GANSHORN SpiroDef ScoutTube-Filter ausgestattet werden, um die Umgebungssicherheit weiter zu steigern



POSITIONIERUNG DER ZÄHNE

- ❖ sicherer Halt des ScoutTube

LECKFREIER ABSCHLUSS

- ❖ keine Luftlecks


MUNDSTÜCK

- ❖ ovale Form für leckfreies Abschliessen und optimale Positionierung der Zähne
- ❖ konische Form, die allen Patienten passt, unabhängig von der Patientenanatomie

FILTERMEMBRAN

- ❖ integrierte Bakterienfilter-Membran
- ❖ keine Kreuzkontaminationen





Vorteile des ScoutTube

WIRTSCHAFTLICH

- ∴ keine Betriebskosten
- ∴ keine Kosten für Kalibriergeräte
- ∴ keine wartungsbedingte Kosten oder Ausfallzeiten

EINFACHE ANWENDUNG

- ∴ ScoutTube einsetzen und messen

WARTUNGSFREI

- ∴ keine Wartung von ScoutTube oder SpiroScout nötig
- ∴ keine Kalibrierung oder Überprüfung nötig

HYGIENISCH

- ∴ eines der sichersten respiratorischen Fluss-Messsysteme

UMWELTVERTRÄGLICH

- ∴ leichtes PE, umweltverträglich, für den Einmalgebrauch und biologisch abbaubar

NACHHALTIGE EINWEG-VERWENDUNG

Um die Nachhaltigkeit seiner Produkte zu garantieren, leistet SCHILLER für die ScoutTubes und SpiroDef ScoutTubes-Filter einen Beitrag zum Klimaschutz.



myclimate.org/01-20-162037



KOMPATIBILITÄT

- ∴ GANSHORN SpiroScout
- ∴ SpiroScout SP plus
- ∴ SpiroScout SP (Vertrieb eingestellt)

SPIRODEF SCOUTTUBE-FILTER ALS ERGÄNZUNG

- ∴ kann mit einem SpiroDef ScoutTube-Filter ausgestattet werden
- ∴ bietet zusätzlichen Schutz für Bedienpersonal und Techniker



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland | Phone +41 41 766 42 42 | sales@schiller.ch | www.schiller.ch

SCHILLER behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung oder sonstige Verpflichtungen, Änderungen am Design, den Spezifikationen und Funktionen in der Beschreibung vorzunehmen oder den Vertrieb des beschriebenen Produkts einzustellen. Die verwendeten Bilder sind möglicherweise nicht repräsentativ. Manche Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen oder zum Verkauf freigegeben. Aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie vom SCHILLER-Partner vor Ort.

Article no.: 2.500742  2025/02, DE | © SCHILLER. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

