

SCOUTTUBE

IL BOCCAGLIO IGIENICO MONOUSO

Gli ScoutTube garantiscono test di spirometria sicuri, accurati e confortevoli per il paziente mediante i dispositivi SpiroScout SP plus e GANSHORN SpiroScout.

I principali vantaggi degli ScoutTube sono:

- ❖ Sempre accurato
- ❖ Nessuna resistenza
- ❖ Esente da calibrazione
- ❖ Monouso, quindi nessuna pulizia
- ❖ Senza manutenzione
- ❖ Nessun errore a causa di errata calibrazione
- ❖ Assicura un'aderenza perfetta attorno alle labbra
- ❖ Studiato per qualsiasi forma e dimensione della bocca

- ❖ Idoneo per qualsiasi età, dai bambini agli adulti, a qualsiasi livello di esercizio fisico
- ❖ Può essere montato con il filtro GANSHORN SpiroDef ScoutTube per una sicurezza ambientale ancora maggiore



POSIZIONE DEI DENTI

- ❖ Tiene ScoutTube saldamente in posizione

ADERENZA PERFETTA ALLE LABBRA

- ❖ Impedisce perdite


BOCCAGLIO

- ❖ Di forma ovale per un'aderenza ottimale alle labbra e alla posizione dei denti
- ❖ Conico per adattarsi a bocche di diverse grandezze

MEMBRANA DEL FILTRO

- ❖ Filtro a membrana antibatterico incorporato in ogni ScoutTube
- ❖ Impedisce la contaminazione crociata





I vantaggi di ScoutTube

ECONOMICO

- ❖ Nessun costo di esercizio
- ❖ Nessun costo per attrezzatura di calibrazione
- ❖ Nessun costo e tempo di fermo per manutenzione

SEMPLICE UTILIZZO

- ❖ È sufficiente inserire lo ScoutTube ed è pronto per la misurazione

SENZA MANUTENZIONE

- ❖ ScoutTube e SpiroScout non richiedono alcuna manutenzione
- ❖ Non sono richieste procedure di calibrazione o controllo

IGIENICO

- ❖ Uno dei sistemi di misurazione del flusso respiratorio più sicuri esistenti

SICURO PER L'AMBIENTE

- ❖ In PE leggero, rispettoso dell'ambiente, monouso e biodegradabile

MONOUSO E SOSTENIBILE

Per garantire che il prodotto sia sostenibile, SCHILLER contribuisce alla tutela dell'ambiente per gli ScoutTube e per i filtri SpiroDef ScoutTube.



COMPATIBILITÀ

- ❖ GANSHORN SpiroScout
- ❖ SpiroScout SP plus
- ❖ SpiroScout SP (fuori produzione)

FILTRO AGGIUNTIVO SPIRODEF SCOUTTUBE

- ❖ Può essere montato con il filtro SpiroDef ScoutTube
- ❖ Offre una protezione aggiuntiva per operatori e tecnici



SCHILLER
The Art of Diagnostics

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland | Phone +41 41 766 42 42 | sales@schiller.ch | www.schiller.ch

SCHILLER si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle specifiche e alle caratteristiche mostrate, o di interrompere il prodotto descritto in qualsiasi momento senza preavviso o obbligo. Le immagini potrebbero essere inserite a scopo illustrativo. Alcuni prodotti potrebbero non disporre dell'approvazione o dell'autorizzazione alla vendita in tutti i mercati. Contattare il proprio rappresentante SCHILLER per le informazioni più recenti e la disponibilità.

Article no.: 2.500745



2025/02, IT | © SCHILLER. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

