

SEMA

System zarządzania danymi firmy SCHILLER:
zarządzanie zapisami, analiza i przechowywanie danych za pomocą kilku kliknięć




SCHILLER
The Art of Diagnostics

SEMA

System zarządzania danymi SEMA firmy SCHILLER:

- ❖ zarządzanie danymi uzyskanymi za pomocą podłączonych urządzeń SCHILLER, analizowanie ich i przechowywanie
- ❖ w pełni konfigurowalny przebieg analizy danych
- ❖ dla gabinetów lekarskich i najbardziej złożonych środowisk szpitalnych



Uzyskaj dodatkową konsultację w najkrótszym możliwym czasie dzięki SEMA Liberty Mobile.

EFEKTYWNOŚĆ KLINICZNA

System zarządzania danymi SEMA umożliwia użytkownikowi zarządzanie zapisami uzyskanymi za pomocą urządzeń SCHILLER, analizowanie ich i przechowywanie przy użyciu tylko kilku kliknięć.

System SEMA został zaprojektowany z myślą o przyspieszeniu procesów roboczych dzięki zaawansowanym narzędziom, takim jak: skrzynka odbiorcza (stała aktualizacja listy zapisów), edycja zbiorcza czy możliwość określania kryteriów wyszukiwania przez użytkownika.

PRZEGLĄDANIE DANYCH EKG W DOWOLNYM CZASIE I MIEJSCU

Chroniony hasłem portal internetowy SEMA Liberty Mobile umożliwia zdalne przeglądanie danych na tablecie lub smartfonie dla wszystkich rodzajów zapisów.

DOSTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA

- ❖ Łatwe dostosowanie układu ekranu i organizacji pracy do potrzeb każdego użytkownika.
- ❖ Definiowane przez użytkownika szablony interpretacji, akronimy i raporty.
- ❖ Każdy użytkownik może wybrać odpowiedni język.
- ❖ W wersji SEMA Office licencja obejmuje 10 stanowisk roboczych, natomiast w SEMA Enterprise – nieograniczoną liczbę stanowisk.

ŁĄCZNOŚĆ SCHILLER

System SEMA składa się z serwera SCHILLER Server i oprogramowania SEMA Klient zainstalowanego na komputerze PC. Zapisy są przechowywane w bazie danych SCHILLER Server i można je przeglądać na w oprogramowaniu SEMA Klient. Użytkownicy i uprawnienia użytkowników są zdefiniowane na serwerze SCHILLER Server.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Gwarancja bezpieczeństwa danych pacjentów: dostęp do danych pacjentów jest ściśle kontrolowany dzięki uwierzytelnianiu LDAP oraz loginom użytkownika opartym na ich rolach.

EKG SPOCZYNKOWE I RYTM SPOCZYNKOWY

W SEMA można mierzyć, analizować i przechowywać zapisy EKG spoczynkowego i rytmu spoczynkowego z urządzeń SCHILLER. Dzięki funkcji ECG Framer możliwe jest wyodrębnianie 10-sekundowych zapisów EKG z zapisów rytmu spoczynkowego, analizowanie ich i przesyłanie do systemów zewnętrznych.



EKG WYSIŁKOWE I CPET

Raporty z prób wysiłkowych mogą być finalizowane na stacji rejestrującej lub w wygodny sposób na stacji roboczej SEMA, gdzie całe badanie jest dostępne w edytowalnym formacie do analizy i przygotowania raportów. Wyniki prób wysiłkowych CPET (sercowo-płucny test wysiłkowy) również mogą być przeglądane w systemie SEMA.



HOLTER EKG I ABPM

Niezwłocznie po przeanalizowaniu zapisów w dedykowanym oprogramowaniu DARWIN2 raporty są przesyłane do systemu SEMA, gdzie mogą być przeglądane i przechowywane razem z innymi zapisami.



PULMONOLOGIA

Wyniki badań płuc uzyskane za pomocą urządzeń GANSHORN mogą być przesyłane i przechowywane w systemie SEMA do przeglądania.



HIS/PACS/EMR

SEMA zapewnia dwukierunkową komunikację poprzez SCHILLER Server z systemami PACS, HIS i EMR. Analizowane i przechowywane zapisy mogą być eksportowane w formatach DICOM, HL7 i PDF do systemów zewnętrznych.




SPIROMETRIA

Wyniki badań czynności płuc mogą być przesyłane i przechowywane w systemie SEMA do przeglądania.



RATOWNICTWO MEDYCZNE

Dane interwencyjne zarejestrowane w całej linii aparatury ratowniczej firmy SCHILLER – od AED do wieloparametrowego monitora – można przeglądać w oprogramowaniu SEMA.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
info@schiller.si
www.schiller.si



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
sales@schiller.at
www.schiller.at



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai – 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Switzerland
SCHILLER Schweiz AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
sales@schiller-schweiz.ch
www.schiller-schweiz.ch



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Technology
Co., Ltd.
100102 Beijing, China
Phone +86 10 84565453
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
info@schiller.hr
www.schiller.hr



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 565
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Firma SCHILLER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych, zmian specyfikacji i funkcji prezentowanych aparatów, a także do zaprzestania produkcji/dystrybucji opisanych produktów w każdej chwili bez wcześniejszej zapowiedzi i zobowiązań. Prezentowane zdjęcia aparatów mogą być jedynie poglądowe. Niektóre produkty mogą nie być certyfikowane i dopuszczone do sprzedaży na wszystkich rynkach. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy SCHILLER w celu uzyskania aktualnych informacji i potwierdzenia dostępności produktów.



SCHILLER
The Art of Diagnostics